

Askin Barrier Cream

| | | |
|---|---|---------------|
| en Moisture Barrier Cream | Do not use if pack is damaged | Distributor |
| de Feuchtheitsspendende Hautschutz-Creme | Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden | Vertrieb |
| es Crema de barrera hidratante | No utilizar si el envase está dañado | Distribuidor |
| fr Crème protectrice hydratante | Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé | Distributeur |
| it Crema protettiva idratante | Non utilizzare se la confezione è danneggiata | Distributore |
| nl Hydraterende barrièrecrème | Niet gebruiken indien de verpakking is beschadigd | Verdeler |
| ar مُرطِبٌ بَحرِيَّةٌ | | مُوزِعٌ |
| cs Zvlhčující bariérový krém | Nepoužívejte, jestliže je obal poškozený | Distributor |
| da Fugtighedsbevarende barrièrecrème | Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget | Distributor |
| el Κρέμα Φραγμού Υγρασίας | Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά | Διανομέας |
| et Niiskuskaitse kreem | Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud | Levitaja |
| fa مردندگی‌ب‌و‌ط‌رم‌ ط‌ف‌اح‌ مر‌م | ف‌وق‌ل‌ت‌ ق‌وب‌ع‌ا‌ ت‌ا‌ ت‌و‌ج‌ه‌ ن‌ه‌ ا‌ز‌ ق‌ط‌ب‌ه‌ا‌ م‌وج‌د‌ ن‌س‌ت‌ ال‌ | مُوزِعٌ |
| fi Kosteusuojavoide | Älä käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut | Jälleenympyy |
| he מְרִיבֵּן בָּרִיֵּר | המונף החיראה אם משתמל ואך | כִּפּוּם |
| id 保湿バリアクリーム | 包装が破損している場合は使用しないでください | 販売代理店 |
| ms Krim Penghalang Pelembap | Jangan guna jika pek rosak | Pengedar |
| no Fuktighetsbevarende barrièrecrème | Må ikke brukes hvis pakken er skadet | Distributor |
| pl Nawilżający krem ochronny | Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone | Dystrybutor |
| pt Creme protetor hidratante | Não utilizar se a embalagem estiver danificada | Distribuidor |
| ro Cremă de tip barieră împotriva umidității | A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat. | Distributor |
| sk Zvlhčovací ochranný krém | Nepoužívajte, ak je balenie poškodené | Distributor |
| sr Krema za zaštitu od tečnosti | Ukoliko je pakovanje oštećeno, nemojte da koristite proizvod | Distributor |
| sv Återfuktande barriärkräm | Avbång inte om förpackningen är skadad | Distributör |
| th ครีมเคลือบปกป้องผิวจากความชุ่มชื้น | ห้ามใช้หากบรรจุภัณฑ์เสียหาย | ผู้จัดจำหน่าย |
| tr Nemlendirici Bariyer Kremi | Ambalaj zarar görmüşse kullanmayın | Dağıtımca |
| uk Зволожуючий захисний крем | Не використовуйте засіб, якщо упаковка була пошкоджена | Дистрибутор |
| vi Kem chống hăm loét | Không sử dụng nếu vỏ bì hư hỏng | Nhà phân phối |
| zh 保湿阻隔霜 | 如果包装损坏, 请勿使用 | 经销商 |

| | |
|--|---|
| | |
| Avery Dennison Medical Ltd. <div>IDA Business Park, Ballinalee Road, Longford, N39 DX73, Ireland</div> | <div><div></div>CE</div> |
| | <div><div></div>REF</div> |
| | <div><div></div>5038</div> |
| | <div><div></div></div> |
| | <div><div></div></div> |
| | <div><div></div></div> |

B Braun

INSTRUCIONES FOR USE

PRODUCT DESCRIPTION
Barrier Cream is a white concentrated cream that provides protection to skin from body fluids. It protects dry, chafed, red, or irritated skin by moisturising the skin and providing a long-lasting barrier. Use of this cream allows adhesive products to stick to the skin. Barrier Cream is a multiple use device that is intended for single patient use.

INTENDED PURPOSE
Barrier Cream acts as a mechanical barrier, protects at-risk skin areas from damage and irritation associated with incontinence.

INTENDED POPULATION
The product may be used on adults, children and infants over 12 weeks old.

INTENDED USER
Intended for use by health professionals and may be used in a hospital, community and home setting.

INDICATIONS
Barrier Cream protects at-risk skin areas from damage and irritation associated with incontinence. Barrier Cream maintains and preserves skin from damage associated with chronic incontinence. It moisturizes and protects severely dry skin. The cream will not reduce adhesion of medical tapes or adhesive dressings.

CONTRAINDICATIONS/ SAFETY INFORMATION
Barrier Cream should not be used on infected skin. Barrier Cream should not be used where there is known allergic sensitivity to the ingredients.

WARNINGS
Barrier Cream may increase the adherence of some adhesive products. If skin condition worsens or does not improve within 7 days, consult a physician. Keep out of reach of children. In case of ingestion, seek medical help. For external use only. Avoid contact with eyes.

INFORMATION FOR USE
Gently cleanse skin area as required. Spread Barrier Cream thinly to cover entire affected area. Repeat as necessary. If the feel is oily, too much has been applied.

Ingredients
Purified Water, Ethylhexyl Isononanoate, Disiloxane, Polysobutylene, VP Eicosene Copolymer, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer, Butylene Glycol, Oleth-3 Phosphate, Phenoxethanol, Hydrogenated Styrene/Isoolefine Copolymer, Allantoin, Carbomer, Triethanolamine, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA

CLINICAL BENEFITS/ SPECIAL NOTES
The Barrier Cream forms a durable barrier that works as a protective shield between the skin and bodily wastes and fluids. The product is designed to assist barrier resistance against irritation from body fluids.

STORAGE
Store dressings away from direct sunlight at ambient temperature and humidity. Product should be discarded 28 days after opening.

DISPOSAL
Product - This must be disposed of in compliance with anti-pollution and other laws of the country concerned, contact your local service providers for further information.

Packaging – Disposal must be made in accordance with local waste management regulations. Outer packaging may be recycled. Contact your local service providers for further information.

PRESENTATION
– Barrier Cream 92g Tube 1pk

COMPLAINTS
An incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or parent is established. For complaints, questions or comments, contact Avery Dennison Medical Customer Support at phone +353 43 3349586.

Avery Dennison Medical Ltd.
IDA Business Park, Ballinalee Road
Longford, N39 DX73. Ireland
phone +353 43 3349586
fax +353 43 3349586

DISTRIBUTOR
B. Braun Hospicare Ltd.
Collooney, Co. Sligo,
F91 C892, Ireland
Tel. +353 71 911 5000
Fax: +353 71 911 5064
www.bbraun.com/living-with-a-stoma

Made in Ireland

| | |
|---|---------------|
| | |
| Do not use if pack is damaged | Distributor |
| Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden | Vertrieb |
| No utilizar si el envase está dañado | Distribuidor |
| Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé | Distributeur |
| Non utilizzare se la confezione è danneggiata | Distributore |
| Niet gebruiken indien de verpakking is beschadigd | Verdeler |
| مُرطِبٌ بَحرِيَّةٌ | مُوزِعٌ |
| Zvlhčující bariérový krém | Distributor |
| Fugtighedsbevarende barrièrecrème | Distributor |
| Κρέμα Φραγμού Υγρασίας | Διανομέας |
| Niiskuskaitse kreem | Levitaja |
| مردندگی‌ب‌و‌ط‌رم‌ ط‌ف‌اح‌ مر‌م | مُوزِعٌ |
| Kosteusuojavoide | Jälleenympyy |
| מְרִיבֵּן בָּרִיֵּר | כִּפּוּם |
| 保湿バリアクリーム | 販売代理店 |
| Krim Penghalang Pelembap | Pengedar |
| Fuktighetsbevarende barrièrecrème | Distributor |
| Nawilżający krem ochronny | Dystrybutor |
| Creme protetor hidratante | Distribuidor |
| Cremă de tip barieră împotriva umidității | Distributor |
| Zvlhčovací ochranný krém | Distributor |
| Krema za zaštitu od tečnosti | Distributor |
| Återfuktande barriärkräm | Distributör |
| ครีมเคลือบปกป้องผิวจากความชุ่มชื้น | ผู้จัดจำหน่าย |
| Nemlendirici Bariyer Kremi | Dağıtımca |
| Зволожуючий захисний крем | Дистрибутор |
| Kem chống hăm loét | Nhà phân phối |
| 保湿阻隔霜 | 经销商 |

| | |
|---|--|
| | |
| B. Braun Melsungen AG/OPM 3472 Melsungen, Germany | CL B. Braun Medical Chile S.A. <div>Samoyu</div> |
| B. Braun Medical SA 08191 Barcelona, Spain | CN 代理人及售后服务单位： 贝朗医疗(上海)高新技术贸易有限公司 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 285号东一及Q9部分 电话：021-22163600 |
| B. Braun Medical S.A.S. 9215 Paris Cedex 19, France | CZ B. Braun Medical s.r.o. 1831 Diegem, Belgium |
| B. Braun Milano S.p.A. 20151 Milano, Italy | DK B. Braun Medical A/S, Dirch Passers Alle 27, 3. sal, 2000 Frederiksberg |
| B. Braun Medical B.V. 3720 AM Soest, The Netherlands | EC B. Braun Medical S.A. Quito - Ecuador |
| B. Braun Medical SA C1027AAM Buenos Aires - Argentina | FI B. Braun Medical Oy F00350 Helsinki, Finland |
| DE B. Braun Melsungen AG/OPM 3472 Melsungen, Germany | FR MODE D'EMPOI |
| ES B. Braun Medical SA 08191 Barcelona, Spain | IT ISTRUZIONI PER L'USO |
| FR B. Braun Medical S.A.S. 9215 Paris Cedex 19, France | JA 説明書 |
| IT B. Braun Milano S.p.A. 20151 Milano, Italy | KL 說明書 |
| NL B. Braun Medical B.V. 3720 AM Soest, The Netherlands | LV B. Braun Medical SIA Jelciņa iela 16, Rīga, LV-1064, Latvija |
| AR B. Braun Medical SA C1027AAM Buenos Aires - Argentina | MY Authorized representative / Wakil berdaftar: B. Braun Medical Industries Sdn Bhd 19100-331 02100 Ipoh, Perak, Malaysia www.bbraun.com |
| AT B. Braun Austria GmbH 3444 Maria Enzersdorf, Austria | PA B. Braun Medical Paraguay S.A.C. Colon N° 230 y Juan de Salazar, M.R.A. - PY. |
| AU Sales Representative: B. Braun Australia Pty Ltd Level 5, 7-9 Irvine Place, Bella Vista NSW 2153, Australia | PE B. Braun Medical S.A. Lima - Peru |
| BE B. Braun Medical N.V./S.A. 1831 Diegem, Belgium | PH B. Braun Medical Supplies, Inc. 5th Floor-Sun Life Center, 35th Avenue corner Rizal Drive, Bonifacio Global City 1634 Taguig City, Philippines |
| BG B. Braun Medical A/S, Христофор Колумб №64, 1592 София, България. | PK B. Braun Pakistan (Pvt) Ltd. The Forum, Suite 216, One-Jam, Clifton Block 9,Karachi-75600, Pakistan. |
| BO Imexcondo S.R.L. La Paz, Bolivia | PL Asyspac Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 200 Nowy Tomysł, Poland |
| CO B. Braun Medical S.A. Santa Fe de Bogotá Colombia | PT B. Braun Medical, Lda. 2700-025 Sarcavaca, Portugal |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La crema de barrera es una crema concentrada blanca que proporciona protección para la piel contra fluidos corporales. Protege la piel seca, rozada, enrojecida o irritada hidratándola y ofreciendo una barrera protectora de larga duración. El uso esta crema permite que los productos adhesivos se peguen a la piel. La crema de barrera es un dispositivo de protección que está diseñado para uso en un solo paciente.

FINALIDAD PREVISTA
La crema de barrera actúa como una barrera mecánica y protege las zonas de riesgo de la piel contra los daños e irritaciones que se asocian a la incontinencia.

GRUPO DE POBLACIÓN
El producto puede utilizarse con adultos, niños y bebés que tengan más de 12 semanas de vida.

USUARIOS PREVISTOS
Está pensada para su uso por parte de los profesionales sanitarios, y puede emplearse en hospitales, comunidades y en el propio hogar.

INDICACIONES DE USO
La crema de barrera protege las zonas de riesgo de la piel contra los daños e irritaciones que se asocian a la incontinencia. La crema de barrera mantiene y conserva la piel contra daños asociados a la incontinencia crónica. Hidrata y protege la piel de la sequedad. La crema no reducirá la adherencia de las cintas médicas o adhesivos adhesivos.

CONTRAINDICACIONES/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
La crema de barrera no debe utilizarse en pieles sin aplicar. La crema de barrera no debe utilizarse si existe sensibilidad alérgica conocida a sus ingredientes.

ADVERTENCIAS
La crema de barrera puede aumentar la adherencia de determinados productos adhesivos. Si las condiciones de la piel empeoran o no mejoran en 7 días, consulte a un médico. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, consulte a un médico. Solo para uso externo. Evite el contacto con los ojos.

INFORMACIÓN DE USO
Limpiar suavemente la zona de la piel según sea necesario. Extienda una ligera capa de la crema de barrera que cubra completamente la zona afectada. Repita la operación las veces que sea preciso. Si se tiene sensación oleosa (grasienta), se ha aplicado demasiada crema.

INGREDIENTES
Eau purifiée, isononanoate d'éthylhexyle, disiloxane, polysobutylène, VP Eicosène copolymère, copolymère d'acrylate/diéthyltaurate, acrylidiméthyl taurate de sodio, butilène glycol, oleth-3-fosfaté, fenoxéthanol, copolymère de styrène/isoprène hydrogéné, allantoiné, carbomère, triéthanolamine, méthylparabène, propylparabène, EDTA de disodium

BENEFICIOS CLÍNICOS / REMARCABLES
La crema protectora forma una barrera durable agissant comme bouclier de protection entre la peau et les déchets et liquides corporels. Le produit est conçu pour favoriser une résistance protectrice contre les irritations provoquées par les liquides corporels.

ALMACENAMIENTO
Conservar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol a temperatura y humedad ambiente. El producto deberá desecharse 28 días después de su apertura.

ELIMINACIÓN
Producto: debe desecharse conforme a las leyes locales de residuos y otras leyes del estado relevantes del país. Póngase en contacto con los proveedores de servicios locales para obtener más información.

Envase: la eliminación debe realizarse según las normativas de gestión de residuos locales. Contacte con el proveedor de servicios locales para obtener más información.

PRESENTACIÓN
– Tubo de crema de barrera de 92 g, 1 paquete

RECLAMACIONES
Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el dispositivo debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que se encuentre el usuario y/o el paciente. En caso de reclamaciones, preguntas o comentarios, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Avery Dennison Medical en el teléfono +353 43 3349586.

Avery Dennison Medical Ltd.
IDA Business Park, Ballinalee Road
Longford, N39 DX73. Ireland
phone +353 43 3349586
fax +353 43 3349586

DISTRIBUTOR
B. Braun Hospicare Ltd.
Collooney, Co. Sligo,
F91 C892, Ireland
Tel. +353 71 911 5000
Fax: +353 71 911 5064
www.bbraun.com/living-with-a-stoma

Hecho en Irlanda

| | |
|---|--|
| | |
| B. Braun Austria GmbH 3444 Maria Enzersdorf, Austria | CL B. Braun Medical Chile S.A. <div>Samoyu</div> |
| B. Braun Medical SA 08191 Barcelona, Spain | CN 代理人及售后服务单位： 贝朗医疗(上海)高新技术贸易有限公司 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 285号东一及Q9部分 电话：021-22163600 |
| B. Braun Medical N.V./S.A. 1831 Diegem, Belgium | CZ B. Braun Medical s.r.o. 1840 Praha 4, Czech Republic |
| B. Braun Medical A/S, Христофор Колумб №64, 1592 София, България. | DK B. Braun Medical A/S, Dirch Passers Alle 27, 3. sal, 2000 Frederiksberg |
| BO Imexcondo S.R.L. La Paz, Bolivia | EC B. Braun Medical S.A. Quito - Ecuador |
| CO B. Braun Medical S.A. Santa Fe de Bogotá Colombia | FI B. Braun Medical Oy F00350 Helsinki, Finland |
| AT B. Braun Austria GmbH 3444 Maria Enzersdorf, Austria | FR MODE D'EMPOI |
| AU Sales Representative: B. Braun Australia Pty Ltd Level 5, 7-9 Irvine Place, Bella Vista NSW 2153, Australia | IT ISTRUZIONI PER L'USO |
| BE B. Braun Medical N.V./S.A. 1831 Diegem, Belgium | JA 説明書 |
| BG B. Braun Medical A/S, Христофор Колумб №64, 1592 София, България. | KL 說明書 |
| BO Imexcondo S.R.L. La Paz, Bolivia | LV B. Braun Medical SIA Jelciņa iela 16, Rīga, LV-1064, Latvija |
| CO B. Braun Medical S.A. Santa Fe de Bogotá Colombia | MY Authorized representative / Wakil berdaftar: B. Braun Medical Industries Sdn Bhd 19100-331 02100 Ipoh, Perak, Malaysia www.bbraun.com |
| AT B. Braun Austria GmbH 3444 Maria Enzersdorf, Austria | PA B. Braun Medical Paraguay S.A.C. Colon N° 230 y Juan de Salazar, M.R.A. - PY. |
| AU Sales Representative: B. Braun Australia Pty Ltd Level 5, 7-9 Irvine Place, Bella Vista NSW 2153, Australia | PE B. Braun Medical S.A. Lima - Peru |
| BE B. Braun Medical N.V./S.A. 1831 Diegem, Belgium | PH B. Braun Medical Supplies, Inc. 5th Floor-Sun Life Center, 35th Avenue corner Rizal Drive, Bonifacio Global City 1634 Taguig City, Philippines |
| BG B. Braun Medical A/S, Христофор Колумб №64, 1592 София, България. | PK B. Braun Pakistan (Pvt) Ltd. The Forum, Suite 216, One-Jam, Clifton Block 9,Karachi-75600, Pakistan. |
| BO Imexcondo S.R.L. La Paz, Bolivia | PL Asyspac Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 200 Nowy Tomysł, Poland |
| CO B. Braun Medical S.A. Santa Fe de Bogotá Colombia | PT B. Braun Medical, Lda. 2700-025 Sarcavaca, Portugal |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La crema protectora es una crema concentrada blanca que ofrece una protección de la peau contra los líquidos corporales. Ofrece protección a la pelle seca, escrofolata, arrossada o irritada, hidratando la pelle e fornendo una barrera protectora di lunga durata. L'uso di questa crema permette ai prodotti adesivi di aderire alla pelle. La crema protettiva è un dispositivo per uso multipli, destinato all'uso su un unico paziente.

SCOPO PREVISTO
La crema protettiva funge da barriera meccanica, protegge le aree cutanee a rischio da danni e irritazioni associate a incontinenza.

POPOLAZIONE PREVISTA
Il prodotto può essere utilizzato in adulti, bambini e neonati di età superiore a 12 settimane.

UTILIZZATORE PREVISTO
Il prodotto è destinato all'uso da parte di professionisti sanitari, utilizzabile in ambito ospedaliero, comunitario e domestico.

POPOLAZIONE DESTINATARIA
Il prodotto può essere utilizzato in adulti, bambini e neonati di età superiore a 12 settimane.

UTILIZZATORE DESTINATARIO
Prodotto destinato all'uso da parte di professionisti sanitari, utilizzabile in ambito ospedaliero, comunitario e domestico.

INDICAZIONI
La crema protettiva protegge le aree cutanee a rischio da danni e irritazioni associate a incontinenza. La crema protettiva mantiene e preserva la pelle da danni associati a incontinenza cronica. Idrata e protegge la pelle in modo da ridurre l'adesione dei nastri adesivi medici o delle medicazioni adesive.

CONTRAINDICAZIONI / INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
La crema protettiva non deve essere utilizzata su cute irritata. La crema protettiva non deve essere utilizzata in caso di sensibilità allergica nota agli ingredienti.

AVVERTENZE
La crema protettiva può aumentare l'aderenza di alcuni prodotti adesivi. Consultare un medico se lo stato della cute peggiora o non mostra segni di miglioramento entro 7 giorni. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare un medico. Solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.

INFORMAZIONI PER L'USO
Determinare attentamente l'area cutanea come richiesto. Stendere un sottile strato di crema protettiva in modo da coprire interamente l'area interessata. Ripetere l'applicazione se necessario. Una sensazione di untuosità indica l'applicazione di una quantità eccessiva.

INGREDIENTI
Gezuiverd water, ethylhexylisononanoat, disiloxaan, polysobutyleen, VP Eicosenecopolymer, hydroxyethylnatriumacrylaat, natriumacryloyldimethyltauraat, butanediol, oleth-3-phosphate, fenoxoethanol, polybutyleen, styreen/isopreenhydrogène, allantoin, carbomere, triethanolamine, methylparabene, propylparabene, EDTA disodium

BENEFICI CLINICI /NOTE SPECIALI
La crema protettiva forma una barriera duratura che funge da scudo protettivo tra la cute e le perdite e i fluidi corporei. Il prodotto è studiato per aumentare la resistenza della barriera protettiva contro l'irritazione provocata dai fluidi corporei.

CONSERVAZIONE
Conservare le medicazioni al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura e umidità ambiente. Il prodotto deve essere smaltito 28 giorni dopo l'apertura.

SMALTIMENTO
Prodotto - Deve essere smaltito in conformità alle leggi anti-inquinamento e alle altre leggi del paese interessato. Per ulteriori informazioni, contattare i fornitori di servizi della zona.

Contattore - Lo smaltimento deve avvenire in conformità alla normativa locale per la gestione dei rifiuti. L'imballo esterno può essere riciclato.

Envase: lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi anti-inquinamento e alle altre leggi del paese interessato. Per ulteriori informazioni, contattare i fornitori di servizi della zona.

Envase: la eliminación debe realizarse según las normativas de gestión de residuos locales. Contacte con el proveedor de servicios locales para obtener más información.

PRESENTAZIONE
– Tubo da 92 g di crema barriera, conf da 1

RECLAMI
Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito. Per reclami, domande o commenti, contattare l'Assistenza clienti di Avery Dennison Medical al numero +353 43 3349586.

Avery Dennison Medical Ltd.
IDA Business Park, Ballinalee Road
Longford, N39 DX73. Ireland
phone +353 43 3349586
fax +353 43 3349586

DISTRIBUTOR
B. Braun Hospicare Ltd.
Collooney, Co. Sligo,
F91 C892, Ireland
Tel. +353 71 911 5000
Fax: +353 71 911 5064
www.bbraun.com/living-with-a-stoma

Made in Ireland

| | |
|---|--|
| | |
| B. Braun Austria GmbH 3444 Maria Enzersdorf, Austria | CL B. Braun Medical Chile S.A. <div>Samoyu</div> |
| B. Braun Medical SA 08191 Barcelona, Spain | CN 代理人及售后服务单位： 贝朗医疗(上海)高新技术贸易有限公司 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 285号东一及Q9部分 电话：021-22163600 |
| B. Braun Medical N.V./S.A. 1831 Diegem, Belgium | CZ B. Braun Medical s.r.o. 1840 Praha 4, Czech Republic |
| B. Braun Medical A/S, Христофор Колумб №64, 1592 София, България. | DK B. Braun Medical A/S, Dirch Passers Alle 27, 3. sal, 2000 Frederiksberg |
| BO Imexcondo S.R.L. La Paz, Bolivia | EC B. Braun Medical S.A. Quito - Ecuador |
| CO B. Braun Medical S.A. Santa Fe de Bogotá Colombia | FI B. Braun Medical Oy F00350 Helsinki, Finland |
| AT B. Braun Austria GmbH 3444 Maria Enzersdorf, Austria | FR MODE D'EMPOI |
| AU Sales Representative: B. Braun Australia Pty Ltd Level 5, 7-9 Irvine Place, Bella Vista NSW 2153, Australia | IT ISTRUZIONI PER L'USO |
| BE B. Braun Medical N.V./S.A. 1831 Diegem, Belgium | JA 説明書 |
| BG B. Braun Medical A/S, Христофор Колумб №64, 1592 София, България. | KL 說明書 |
| BO Imexcondo S.R.L. La Paz, Bolivia | LV B. Braun Medical SIA Jelciņa iela 16, Rīga, LV-1064, Latvija |
| CO B. Braun Medical S.A. Santa Fe de Bogotá Colombia | MY Authorized representative / Wakil berdaftar: B. Braun Medical Industries Sdn Bhd 19100-331 02100 Ipoh, Perak, Malaysia www.bbraun.com |
| AT B. Braun Austria GmbH 3444 Maria Enzersdorf, Austria | PA B. Braun Medical Paraguay S.A.C. Colon N° 230 y Juan de Salazar, M.R.A. - PY. |
| AU Sales Representative: B. Braun Australia Pty Ltd Level 5, 7-9 Irvine Place, Bella Vista NSW 2153, Australia | PE B. Braun Medical S.A. Lima - Peru |
| BE B. Braun Medical N.V./S.A. 1831 Diegem, Belgium | PH B. Braun Medical Supplies, Inc. 5th Floor-Sun Life Center, 35th Avenue corner Rizal Drive, Bonifacio Global City 1634 Taguig City, Philippines |
| BG B. Braun Medical A/S, Христофор Колумб №64, 1592 София, България. | PK B. Braun Pakistan (Pvt) Ltd. The Forum, Suite 216, One-Jam, Clifton Block 9,Karachi-75600, Pakistan. |
| BO Imexcondo S.R.L. La Paz, Bolivia | PL Asyspac Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 200 Nowy Tomysł, Poland |
| CO B. Braun Medical S.A. Santa Fe de Bogotá Colombia | PT B. Braun Medical, Lda. 2700-025 Sarcavaca, Portugal |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La crema protectora es una crema concentrada blanca que ofrece una protección de la peau contra los líquidos corporales. Ofrece protección a la pelle seca, escrofolata, arrossada o irritada, hidratando la pelle e fornendo una barrera protectora di lunga durata. L'uso di questa crema permette ai prodotti adesivi di aderire alla pelle. La crema protettiva è un dispositivo per uso multipli, destinato all'uso su un unico paziente.

SCOPO PREVISTO
La crema protettiva funge da barriera meccanica, protegge le aree cutanee a rischio da danni e irritazioni associate a incontinenza.

POPOLAZIONE PREVISTA
Il prodotto può essere utilizzato in adulti, bambini e neonati di età superiore a 12 settimane.

UTILIZZATORE PREVISTO
Il prodotto è destinato all'uso da parte di professionisti sanitari, utilizzabile in ambito ospedaliero, comunitario e domestico.

POPOLAZ

